

PLUS⁺ microsil[®]


MIKROBIOLOGICZNY PREMIKS DODATKÓW DO ZAKISZANIA
PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH I ZIARNA KUKURYDZY



**BAKTERIE
+
ENZYMY**

**Inokulant bakteryjno-enzymatyczny
zawierający wysoko aktywne szczepy
bakterii fermentacji mlekowej homo-
i heterofermentatywne oraz enzymy celulolityczne.**

**BAKTERIE
+
ENZYMY**



BAKTERIE + ENZYMY

Specjalistyczny do zakiszania zielonek z lucerny, traw i mieszanek traw z motylkowymi, prasowanych wysłodków buraczanych i młóta browarnianego. Szczególnie polecamy do surowca trudno ulegającego zakiszaniu ze względu na małą zawartość cukrów prostych. Zawiera enzymy celulolityczne rozkładające wielocukry złożone do cukrów prostych, z których bakterie fermentacji mlekowej tworzą kwas mlekowy konserwując surowiec na drodze kiszenia. **Inokulant bakteryjno-enzymatyczny MICROSILE PLUS również idealnie nadaje się do sporządzenia kiszonek z całych roślin kukurydzy, ziarna lub kolb.**

Zastosowanie MICROSILE PLUS przy właściwej technice zakiszania i prawidłowym dozowaniu zapewnia wyprodukowanie kiszonki o wysokiej wartości pokarmowej, smakowitą, zabezpieczoną przed stratami powstałymi w wyniku wtórnej fermentacji i namnażaniu się bakterii z rodzaju Clostridium.

Zielonkę do zakiszenia należy poddać procesowi przewędnięcia do ok. 35% zawartości s.m., odpowiednio ubić i szybko zabezpieczyć folią kisonkarską. Minimalny okres zakiszania wynosi 8 tygodni.



DAWKA

250g/50-75 ton zakiszane surowca. Do zastosowania w roztworze wodnym w proporcji: 250g/10-50 litrów czystej wody. Roztwór roboczy należy wykorzystać w ciągu 24 godzin. Stosować za pomocą aplikatora lub ręcznie spryskiwać układane warstwy na przymie lub w silosie.



SKŁAD

Substancje czynne:

- **Skład bakteryjny:** 1×10^{11} CFU/g Enterococcus faecium NCIMB11181, L. buchneri DSM 22501, L. plantarum DSM 16568. Na 1g zakiszane surowca przypada 500 tys. CFU (jednostek tworzących kolonie).
- **Skład enzymatyczny:** 1,3(4) β -glukanaza 5 000 U/g; 1,4 β -Ksylnaza 40 000 U/g.



Opakowanie: **250 g** /50-75 ton zakiszane surowca

www.microsil.pl

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu
ul. Okólna 128/7, 87-100 Toruń
tel. 508 564 817, tel./fax 56 654 84 27
polsil@polsil.pl

Woj. lubelskie i podlaskie: tel. 509 849 868
Woj. wielkopolskie i lubuskie: tel. 530 152 246
Woj. kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Woj. mazowieckie i łódzkie: tel. 509 849 868

POLSIL
BIOPREPARATY